

## Informace:

24.10.2014

### Zelené boxy jsou nyní ještě „zelenější“

**SOPIRA® Carpule® needles** jsme začali sterilizovat ekologicky odpovědnějším a šetrnějším způsobem.

Od října jsme v Heraeus Kulzer změnilí sterilizační postup jehel SOPIRA Carpule needles z chemického procesu ethylenoxidem na sterilizaci gama zářením. Vzhledem k tomu, že gama záření je fyzikální proces bez použití chemických produktů, není problém s nebezpečným odpadem.

Sterilizování gama zářením zaručuje stejně bezpečné výsledky a dokonale sterilizované produkty. Díky velmi malému vyzařování tepla, je gama záření velmi vhodné právě pro výrobky jako jsou jehly. Vyznačuje se hlubokou penetrací a je to spolehlivý způsob, jak dokonale odstranit mikroorganismy v celém výrobku a jeho obalu. Heraeus Kulzer by se nespokojil s ničím nekvalitním, neboť naše jehly jsou známy svou kvalitou a precizností. Bezpečná sterilizace je nezbytná pro lékařské produkty obecně a zejména pro zubní jehly.

Protože Heraeus Kulzer byl a je vždy zaměřen na progresivní technologie spolu s povědomím o životním prostředí, jde o zcela logický a systémový krok.

SOPIRA Carpule needles od Heraeus Kulzer jsou jehly, které díky svému trojitě broušenému ostří, snižují bolestivost vpichu na hranici vnímání.

Koneckonců nejlepší injekce je ta, kterou pacient necítí a nejlepší sterilizace je ta, které si nevšimne životní prostředí.